



Betica universele lancetten

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

- Universele lancet voor het prikken van capillair bloed.
- Lancet kan gebruikt worden op verschillende prikpenen.
- Het lancet heeft een doorsnede van 28 Gauge.
- Steriel verpakt.
- Geschikt voor eenmalig gebruik.

Omschrijving

- Universele lancet voor het prikken van capillair bloed.
- Lancet kan gebruikt worden op verschillende prikpenen.
- Het lancet heeft een doorsnede van 28 Gauge.
- Steriel verpakt.
- Geschikt voor eenmalig gebruik.

Aditionele informatie

Toepassing

Merk

Disabled Add to cart

Gebruiksaanwijzing:

- Neem lancet uit de doos.
- Plaats lancet op de prikpen.
- Draai het beschermdopje van lancet en bewaar dopje.
- Prik volgens protocol.
- Plaats beschermdopje terug op lancet.
- Na gebruik het lancet weggooien in een naaldencontainer.

Betica

Nee

Product opties

Taille: DB2832, 28G